

## BAÑO TERMOSTÁTICO HH-S6



# Neocientífica



Baño termostático HH-S6 diseñado y utilizado para destilar, secar, concentrar y calentar químicos húmedos o productos biológicos.

Posee seis cavidades de 125mm cada una.

La cámara de trabajo es de acero inoxidable.

Display digital de fácil operación para el ajuste de temperatura más preciso.

Canilla de desagote frontal. Voltage: 220V-50Hz, consumo: 1800W.

Temperatura máxima: 100°C. Variación de la temperatura: 1°C.

Tamaño de la cámara de trabajo 460x320x90mm