

COLORÍMETRO DIGITAL



Neocientífica



Colorímetro digital con display digital de tres dígitos.

Posee filtros de: 420, 470, 530, 578, 660nm (vidrio).

Rango colorimétrico: T%: 0-100% ABS: log T 0-2. Precisión: =3%.

Este dispositivo trabaja con tubos de 10mm de diámetro interno.

Sistema óptico compuesto por filtro de absorción, lente y diafragma.

Ajuste Macro y micrométrico. Lámpara: 6V 0.5A tungsteno.

Alimentación: 220v+/-10%