

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR XTD-217-T con leds.



Neocientífica



Microscopio estereoscópico con gran ratio de zoom 1:8.

Posee un comando de movimiento horizontal para variar el aumento de muy fácil uso.

El zoom va de 0.63x-5x. Puede ser equipado con objetivos auxiliares.

Ideal para trabajos en los que se necesita una gran distancia de trabajo,

una buena definición e imágenes de gran contraste y profundidad.

Posee luz fría por leds apta para transferencia de embriones.