

POLARÍMETRO SEMI AUTOMATICO DIGITAL



Neocientífica



Este polarímetro semi automático cuenta con comandos fáciles de operar.

Posee un gran display digital de lectura fácil.

Este dispositivo es usado para calcular pureza, concentración y porcentaje

con medidas de valores reales. Rango: -180° / $+180^{\circ}$ Presición: ± 0.020

Iluminación: lámpara de Sodio Longitud de onda óptica: 589.44nm Tiempo: 5 minutos

Largo de tubo: hasta 200mm Alimentación: 220VAC/50Hz

Dimensiones: 500(L)mm, $\times 58$ (A)mm, $\times 48$ (H)mm Peso: 7kg