









CUORE-12

Electroestimulador Muscular

Características Técnicas



ACCESORIOS

	Electrodos Ø65mm Cantidad 12
	Electrodos Ø95mm Cantidad 12
	Cable universal Cantidad 12
	Electrodo Facial Cantidad 1
	Cintas elásticas Cantidad 10

Cantidad de canales: doce (12) - 24 electrodos

Electrodos: goma sintética conductora biocompatible

Electrodo Facial: Bipolar con atenuador incorporado

Temperatura de funcionamiento: 0 a 30 °C

Humedad de funcionamiento: 20 a 80% (HR sin condensación)

Funcionamiento: Apto para uso continuo.

Tipos de onda:

Corrientes rusas, con parámetros configurables. Salida de corriente constante, regulación independiente para cada canal.

Ondas Cuadradas:

Ancho de pulso y frecuencia variable, barrido de frecuencia automático.

Timer: Electrónico, hasta 99 minutos con corte automático.

Alimentación:

220 V / 50 Hz (120V / 60Hz). Consumo: 0,80A

Peso: 4.2 kg

Normas de seguridad: IEC - 60601.1 - clase I, tipo BF

Protección para penetración de líquidos: IPX0

Medidas: Ver figura adjunta.









Condiciones de transporte y almacenaje:

Temperatura: entre 0°C y 75 °C.

Humedad: entre 20 a 80 % (HR sin condensación)

Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y/o mano de obra

Servicio técnico por vida útil del producto

 Tierra Protectora	 Equipo Tipo BF
 Equipo Clase II	 Radiación no ionizante
 Equipo Tipo B	 Atención, consulte documentación
 Frágil	 Proteger contra la humedad
 Apilar hasta 5 bultos	

syeltia