

MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS TIPO EPPENDORF

Modelo G134D

Gelec[®]
ARGENTINA



Características técnicas:

Velocidad	500 - 14.000 rpm
Capacidad	16 tubos de 2/1.5 ml
Timer	1 - 60 minutos
Alimentación	220V - 50/60 Hz
Medidas (alto - ancho - prof.)	21cm. - 24cm. - 30cm.
Peso	8 kg. (cabezal incluido)

Información general:

- Indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo.
- Bloqueo de tapa hasta parada de rotor.
- Gabinete doble con campana interior.
- Freno automático.

El indicador de desbalanceo no corresponde a este modelo.

