

CENTRIFUGA DE MESA

Modelo G422D

Gelec[®]
ARGENTINA



Características técnicas:

Velocidad 500 - 3.200 rpm

Capacidad 4 vasos portagradillas intercambiables (Delrin)

Capacidad máxima
80 tubos de Khan
80 tubos de hemólisis
48 tubos de 15/10 ml.
12 tubos de 50 ml.
4 tubos/frascos de 100 ml.
4 tubos/frascos de 250 ml.

Timer 1- 60 minutos

Alimentación 220V - 50/60 Hz

Medidas (alto - ancho - prof.) 34cm. - 51cm. - 60cm.

Peso 45 kg. (cabezal incluido)

Información general:

- Indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo
- Bloqueo de tapa hasta parada del rotor.
- Gabinete doble con protección y campana interior.
- Indicador e interrupción de marcha por desbalanceo.
- Freno automático.

