

G 72

CENTRIFUGA PARA DETERMINACIÓN DE AGUA E IMPUREZAS EN PETRÓLEO



Velocidad	Máxima 2.500 R.P.M.
Capacidad	4 portatubos tipo torpeda o pera
Timer	Reloj interruptor de 30 min.
Alimentación	220 V - 50/60 Hz.
Medidas (alto - ancho - prof.)	350 mm x 550 mm x 620 mm



Características técnicas:

- ▲ Gabinete doble con campana interior. Elaborado en acero DD en su totalidad.
- ▲ Pintura epoxy horneada.
- ▲ Tapa a bisagra y cierre a presión.
- ▲ Rotor oscilante.
- ▲ Motor flotante, protegido contra derrame
- ▲ Eje de acero, montado sobre rodamientos autolubricados y sellados.
- ▲ Se entrega con certificado de verificación (velocidad y tiempo).
- ▲ Garantía: 12 meses.

